



NO: JDBG170310

原代细胞免疫荧光鉴定报告

检品名称: 原代细胞

检验单位: 赛百慷

检验类型: 免疫荧光鉴定

发出时间: 2017年3月29日



赛百慷（上海）生物技术股份有限公司

原代细胞免疫荧光鉴定报告

样品编号：小鼠肝窦内皮细胞

样品数量：1 株

样品性状：原代细胞

检测项目：免疫荧光鉴定

送检单位：赛百慷

检测方法：小鼠肝窦内皮细胞鉴定试验分为两组，实验组和阴性对照组；其中实验组正常使用一抗、二抗孵育，阴性对照组使用 5%BSA 代替一抗孵育，二抗正常孵育。

图中蓝色的部分是 DAPI 非特异性染色的细胞核，红色的部分是 vwf 特异性染色的显色。

荧光图片的曝光时间均为 300ms。



使用的一抗是兔抗小鼠的 vwf。

使用的二抗是 Alexa Fluor 594 Goat anti-rabbit。


赛百慷
（上海）
生物技术
股份有限公司

检验结果:


(一)细胞免疫荧光鉴定照片



阴性对照




10X-DAPI



10X-F



20X-DAPI



20X-F

*原图请见附件

(二)检验基本情况:

经免疫荧光鉴定，该细胞纯度达到 95%以上

技
★
F

说 明

1. 本报告只对送检的来样负责。
2. 检验报告上的检验结果和检验单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
3. 对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面方式提出，逾期不予受理。
4. 对纸质检验报告涂改、增删，或未加盖检验单位印章的复印件均无效。

检测单位：赛百慷（上海）生物技术股份有限公司

联系地址：上海市徐汇区银都路 466 号聚科生物园 3 号楼 2 楼

邮政编码：200231

联系电话：400-021-2021

联系人：宋浩

E-mail: songhao226@163.com

主要实验人员：宋浩

复核人：汪悦

联系人：宋浩

签发日期：2017 年 3 月 29 日



赛百慷（上海）生物技术股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区希雅路 11 号 14 号楼 4 楼

办公地址：上海市徐汇区银都路 466 号 3 号楼 2 楼

电话：400-021-2021

网址：www.icellbioscience.com

